

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
<b>一、中心供氧系统</b>					
1	脱脂紫铜管	∅ 19*1.2	米	56	管道接地按 GB50751标准
2	脱脂紫铜管	∅ 8*1.0	米	108	
3	铜管接驳（直接）	∅ 19*1.2	个	14	
4	铜管接驳（弯头）	∅ 19*1.2	个	2	
5	铜管接驳（变通）	∅ 19- ∅ 8	个	9	
6	铜管接驳（三通）	∅ 19*1.2	个	2	
7	铜管接驳（三通）	∅ 8*1.0	个	12	
8	氧气专用楼层阀门	TSJ1.6-16	个	1	
9	氧气监测箱	QYJ-1	套	1	
10	氮气吹扫		项	1	
11	管道气密测试		项	1	氮气管道气密性要 符合GB50751的要求
<b>二、医用设备带</b>					
1	医疗设备带	3100	米	48	宽200mm，厚 70mm，优质铝合金
2	氧气终端	5705-2	套	20	金属管道与气体终端 组件应焊接连接
3	吸引终端	5705-2	套	20	
4	终端组件	5705	套	40	
5	氧气专用截止阀门	TSJ1.6-6	个	9	
6	面板隔条	M16	个	100	
7	堵头板	3100	个	18	
8	铝合金线槽	50*25	米	18	
9	电源配线	WDZBVR2.5m²	米	300	
10	电源插座	万能	个	80	符合WS/T653的要求
11	绝缘保护套	∅ 25	个	60	
12	黄腊管	∅ 16	条	18	
13	墙体钻孔	∅ 32	个	10	
14	系统调试		项	1	
<b>三、中心吸引系统</b>					
1	镀锌管	∅ 32	米	56	
2	镀锌直接	∅ 32	个	14	
3	镀锌弯头	∅ 32	个	2	
4	镀锌三通	∅ 32	个	2	
5	脱脂紫铜管	∅ 12	米	108	
6	紫铜三通	∅ 12	个	12	
7	吸引楼层阀门（专用）	∅ 32	套	1	
8	气体专用燃气活接	∅ 32	套	1	
9	管道支架	40*40	个	35	
10	氮气吹扫		项	1	
11	管道气密测试		项	1	
<b>四、呼叫对讲系统</b>					

1	主机	DL-00G	PCS	1	按要求定制
2	走廊显示屏	DL-XP4-00G	PCS	1	
3	暗装分机	DL-FA-00/2000	PCS	20	
4	扩音器		个	1	
5	PVC线管	∅ 20	米	8	
6	线管连接配件（直接）	∅ 20	个	25	
7	线管连接配件（三通）	∅ 20	个	10	
8	呼叫对讲线	0.75*2	米	200	
9	旧呼叫系统改造（操作台、主控机、一览表拆除		项	1	
10	系统编码调试		项	1	